

为各种工业应用定制 Ptfе 瓶

货号: PL-1010



简介

用于化学品储存的高纯度聚四氟乙烯瓶，耐酸和溶剂。宽口/窄口可选，防漏，耐用。实验室和工业的理想选择。

[了解更多](#)

容量	高度	直径	瓶口直径	重量
50 毫升	86 毫米	45 毫米	22 毫米	94.4g
100 毫升	107 毫米	54 毫米	30 毫米	144.7g
150 毫升	110 毫米	62 毫米	30 毫米	183.3g
200 毫升	123 毫米	70 毫米	37 毫米	244.9g
250 毫升	131 毫米	71 毫米	37 毫米	248g
500 毫升	153 毫米	82 毫米	35 毫米	364.7g
1000 毫升	195 毫米	109 毫米	51 毫米	836.2g

容量	高度	直径	瓶口直径	重量
50 毫升	86 毫米	45 毫米	22 毫米	94.4g
100 毫升	115 毫米	54 毫米	22 毫米	133.9g
150 毫升	110 毫米	62 毫米	22 毫米	173.8g
200 毫升	126 毫米	70 毫米	30 毫米	228g
250 毫升	135 毫米	71 毫米	30 毫米	242g
500 毫升	154 毫米	82 毫米	30 毫米	340.7g
1000 毫升	190 毫米	109 毫米	35 毫米	733.6g