

为各种应用定制 Ptfе 浅蒸发盘

货号: PL-1002



简介

实验室用高纯度聚四氟乙烯浅蒸发皿。耐化学腐蚀，不粘，是样品蒸发的理想选择。可定制尺寸。立即订购！

[了解更多](#)

规格	底部外径（毫米）	口内径（毫米）	总高度（毫米）	底部厚度（毫米）	壁厚（毫米）
浅型 20 毫米	20	15	10	5	2.5
30 毫米浅型	30	25	10	5	2.5
40 毫米浅型	40	30	10	5	5
50 毫米浅型	50	40	10	5	5
60 毫米浅型	60	50	10	5	5
70 毫米浅型	70	60	10	5	5
80 毫米浅型	80	70	10	5	5
90 毫米浅型	90	80	10	5	5
浅型 100 毫米	100	90	10	5	5