

用于工业和实验室的定制 PtfE 方形托盘

货号: PL-1005



简介

实验室和工业用优质 PTFE

方形托盘。用于半导体和医疗用途的抗化学腐蚀、不粘、高纯度 PTFE 托盘。可定制尺寸。

[了解更多](#)

型号	内部长*宽*高 (毫米)	外部长*宽*高 (毫米)
40 毫米	40*40*20 毫米	30*30*15 毫米
外部长*宽*高 (毫米)	60*60*20 毫米	50*50*15 毫米
80*80*20mm	80*80*20mm	70*70*15 毫米
100 毫米	100*100*20mm	90*90*15mm
120 毫米	120*120*20mm	110*110*15mm