

定制Ptfе特氟龙球，适用于先进的工业应用

货号: PL-02



简介

精密PTFE球，适用于化工、医疗和工业用途。高性能、低摩擦、耐化学腐蚀。可定制尺寸。立即获取报价！

[了解更多](#)

性能	单位	标准值
比重	g/cm ³	2.14 ~ 2.3
软化温度	°C	317 ~ 327
拉伸强度	MPa	13.72 ~ 34.3
伸长率	%	150 ~ 400
压缩强度	MPa	12 kg/cm ²
Izod冲击强度	Kg-Cm/Cm ²	6.4 mg/1000 cycles
肖氏硬度	-	D50 ~ 55
弯曲模量	10 ³ Kg/Cm ²	3.5 ~ 6.3
动摩擦系数	-	0.1