

## 用于高级化学应用的定制 PTFE 三颈烧瓶

货号: PL-1007



### 简介

我们的高性能三颈圆底烧瓶采用纯聚四氟乙烯（PTFE）材料精心制作而成，这种材料以其优异的性能而闻名，是要求苛刻的实验室和工业环境的理想选择。

[了解更多](#)

容量/瓶颈配置	总高度 (约)
50 毫升	/
100 毫升	114 毫米
250 毫升/24*3	135 毫米
500 毫升/24*3	180 毫米
1000 毫升/24*3	/
2000 毫升/24*3	/