

Ptfe 深度蒸发皿 可定制的实验室和工业解决方案

货号: PL-1001



简介

用于实验室的高质量 PTFE 深蒸发皿。耐化学腐蚀、不粘、可定制。是样品处理的理想选择。立即购买

[了解更多](#)

碟型	底部外径 (毫米)	口内径 (毫米)	高度 (毫米)	底部厚度 (毫米)	壁厚 (毫米)
深型 20 毫米	20	15	20	5	2.5
30 毫米深型	30	25	20	5	2.5
40 毫米深型	40	30	20	5	5
50 毫米深型	50	40	20	5	5
60 毫米深型	60	50	20	5	5
70 毫米深型	70	60	20	5	5
80 毫米深型	80	70	20	5	5
90 毫米深型	90	80	20	5	5
100 毫米深型	100	90	20	5	5
120 毫米深型	120	110	20	5	5